



CRYSTAL

SPECIALI CERAMICHE IN PASTA PER MICRO-STRATIFICAZIONE SU ZIRCONIA STRATIFICATA E MONOLITICA, LITIO SILICATO, METALLO CERAMICA

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 tressis italia®

DENTAL CERAMIC



ITALIAN STYLE

Natural CRYSTAL

CERAMICHE SPECIALI IN PASTA PER MICRO-STRATIFICAZIONE

Natural CRYSTAL è il sistema ceramico in pasta per la micro-stratificazione su qualsiasi struttura (lega, zirconia, silicato di litio) compatibile con il **Sistema Ceramico Natural**.

Natural CRYSTAL è composto da due kit personalizzabili: **CRYSTAL LIVE!** per l'estetica bianca e **CRYSTAL GUM** per l'estetica rosa.

Natural CRYSTAL LIVE! è il sistema di pasta ceramica per la micro-stratificazione delle aree cervicali, dentinarie e incisali, la cosiddetta "estetica dell'area bianca".

Natural CRYSTAL GUM sono masse ceramiche in pasta per ricreare l'estetica dei tessuti molli con la tecnica di micro-stratificazione delle aree gengivali, la cosiddetta "estetica dell'area rosa".

Natural CRYSTAL LIVE!

CERAMICA IN PASTA FLUORESCENTE PER ESTETICA BIANCA

Natural CRYSTAL LIVE! è formato da:

- 4 paste ceramiche di struttura fluorescenti, neutre e acromatiche **LIVE! 1, LIVE! 2, LIVE! 3, LIVE! IWS** con opacità progressiva;
- 2 paste ceramiche altamente opache e fluorescenti per caratterizzare i mamelloni **LIVE! MAMELON CREAM** e **VANILLA**;
- 18 paste ceramiche ad alta fluorescenza **LIVE! DENTIN** in 18 tonalità di colore nell'intervallo A-D, con ciascun colore disponibile dall'A0 al D4;
- 4 paste ceramiche intensive per l'area incisale **LIVE! ENAMEL S1, S2, S3, S4**;
- 6 paste ceramiche trasparenti e traslucenti **LIVE! TRANSPA OPAL, CLEAR, PINK, BLUE, ORANGE** e **SICILY**.

LIVE! IWS

4 MASSE IN PASTA PERSONALIZZABILI

Le paste ceramiche LIVE! IWS possono essere utilizzate sia da sole sia mescolate con i supercolori Natural STAINS e/o altre masse CRYSTAL per desaturarle o variarne l'opacità.



LIVE! MAMELON

2 MASSE IN PASTA MAMMELLONE

LIVE! MAMELON sono masse in pasta altamente opache, per creare effetti tra le masse micro-stratificate; queste masse possono essere usate pure oppure mescolate con altre masse in pasta Natural CRYSTAL e Natural STAINS.



LIVE! DENTIN

18 MASSE IN PASTA DENTINALI

LIVE! DENTIN sono masse ceramiche utilizzate per modificare il componente cromatico di una ricostruzione in zirconia: caratterizzare, intensificare e/o modificare la tonalità di base dell'elemento; le paste LIVE! DENTIN possono anche essere miscelate con i supercolori Natural STAINS per ottenere effetti particolarmente ricercati.



LIVE! ENAMEL

4 MASSE IN PASTA SMALTO

LIVE! ENAMEL sono smalti di pasta ad alta visibilità, che enfatizzano l'area incisale creando effetti di profondità anche con spessori minimi.



LIVE! TRANSPARENT

6 MASSE IN PASTA TRASPARENTI

LIVE! TRANSPARENT sono masse altamente traslucide e trasparenti, morbide e delicate, colorate e opalescenti, per creare personalizzazioni sia nelle aree incisali che in quelle cervicali.



Natural CRYSTAL GUM

CERAMICHE SPECIALI IN PASTA PER ESTETICA ROSA

Natural CRYSTAL GUM è composto da:

- 1 massa gengivale acromatica NEUTRAL molto utile per desaturare altre masse gengivali e/o creare alcune zone bianche;
- 5 masse gengivali rosa CHERRY, ORCHID, PEARL, SALMON e VELVET con diversi gradi di saturazione;
- 4 masse gengivali rosse ALFA, BURGUNDY, RUBY e WINE con diversi gradi di saturazione del colore, sfumature e riflessi.

GUM NEUTRAL

1 SPECIALE PASTA GENGIVALE ACROMATICA

GUM NEUTRAL è una massa gengivale acromatica per la tecnica di microlayering; luminosa, chiara e con alto valore, è la scelta migliore per illuminare altre masse gengivali.



GUM PINK

5 MASSE SPECIALI GENGIVALI ROSA

GUM PINK sono masse gengivali rosa, con diversi gradi di saturazione del colore e riflessi; sono ideali per replicare tutti i toni più chiari del tessuto gengivale.



GUM RED

4 MASSE SPECIALI GENGIVALI ROSSE

GUM RED sono masse gengivali con una base cromatica rossa, con diversi gradi di saturazione del colore e riflessi; queste paste ceramiche sono ideali per riprodurre tutti i toni più scuri e vascolarizzati del tessuto gengivale.



- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: