


MASSE DA STRATIFICAZIONE MASTER
PER COLORAZIONI FUORI-SCALA,
PERSONALIZZATE E SPECIALI

MASTER SET



- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 tressis italia®

DENTAL CERAMIC



ITALIAN STYLE

Natural MASTER SET

MASSE SPECIALI PER COLORAZIONI FUORI SCALA

La ricerca di una resa estetica superiore non è mai finita: per questo motivo le ceramiche Natural sono in continua evoluzione e miglioramento.

La possibilità di intervenire in qualsiasi momento nel modificare la tinta, il valore e/o la cromaticità, per l'odontotecnico moderno è un vantaggio assoluto.

Con le masse Natural MASTER SET è possibile modificare e all'occorrenza individualizzare qualsiasi massa ceramica, ricreando colorazioni molto particolari, addirittura su misura per ciascun singolo paziente.

L'arte di ricreare con la ceramica il sorriso di un paziente merita tutto il nostro impegno di produttori di ceramica, e la realizzazione di elementi perfettamente integrati nel cavo orale passa attraverso la riproduzione in laboratorio di tutte quelle unicità che la natura crea.

La tradizionale colorazione A-D può non essere sufficiente ad ottenere elementi esteticamente superiori perfettamente integrati nel cavo orale.

Natural MASTER SET offre una gamma di masse per la corretta individualizzazione di ogni singolo restauro attraverso la dinamica luminosa e masse speciali.

Attraverso le basi PROFESSIONAL DENTIN MASTER, le masse di caratterizzazione MAMELON CUSPID & FOSSE, la dinamica luminosa DYNAMIC LIGHT SYSTEM e le masse bilanciatrici di luminosità VALUE ENHANCE DENTIN è possibile realizzare restauri naturali.

Il Natural MASTER SET è disponibile per ciascuna linea di ceramica da stratificazione Natural: HT, LF e ZiR.

RIFERIMENTO MASSE



MCF - MAMELON CUSPID & FOSSE

Masse opache per la realizzazione di effetti in profondità, possono essere utilizzate pure per creare effetti tipo mammellone, e anche miscelate alle altre masse di stratificazione per caratterizzarle.



PDM - PROFESSIONAL DENTIN MASTER

Basi dentinali, con colorazioni calde e profonde, ideali per la per modificare le masse dentinali e creare delle tinte speciali customizzate fuoriscala A-D.



DLS - DYNAMIC LIGHT SYSTEM

Masse trasparenti colorate molto vivaci, ideali per realizzare effetti nel terzo incisale e creare tinte personalizzate dello smalto.



VED - VALUE ENHANCE DENTIN

Le masse VED sono masse altamente traslucenti, valore alto, e possono essere utilizzate sia per creare l'area incisale nei restauri più giovani (bleached) sia per alzare il valore in un restauro già completato.


MAMELON CUSPID & FOSSE

Natural MASTER SET MCF

Le masse speciali MCF sono l'esaltazione delle singolarità del restauro: permettono infatti di ottenere la giusta caratterizzazione nelle aree luminose e di contrasto, solitamente complesse come i mammelloni, le cuspidi e le fosse.


MCF - BROWN

Marrone caramello, con riflessi arancione e rossicci, alta opacità, ideale per caratterizzare, "riscaldare" e intensificare le aree occlusali nelle fosse, nei colletti e nelle finte radici.




MCF - LEMON

Giallo intenso brillante, alta opacità, ottimo per creare mammelloni, cuspidi e caratterizzare le aree del colletto.




MCF - SNOW

Bianco brillante, alta opacità, ottimo per aumentare l'effetto nelle cuspidi di elementi diatorici, può essere utilizzato anche per creare mammelloni o desaturare le altre masse MCF.



MCF - VANILLA

Giallo pallido brillante, alta opacità, ottimo per creare mammelloni, cuspidi e caratterizzare le aree del colletto.




PROFESSIONAL DENTIN MASTER

Natural MASTER SET PDM

Le masse PDM sono alla base della gestione dinamica della luce e del colore. Sono masse caratterizzate da tonalità del rosa, dell'arancio e del caramello, più e meno intense, permettono la caratterizzazione e la personalizzazione del core dentinale del restauro.


PDM - JR 01

Base dentinale con colorazione molto chiara e luminosa, giallo sabbia, valore molto alto, bassissimo contenuto di grigio.




PDM - JR 02

Base dentinale con colorazione chiara e luminosa, arancione chiaro, valore alto, basso contenuto di grigio.




PDM - JR 03

Base dentinale con colorazione intensa e luminosa, arancione intenso, valore intermedio, con sottile accenno di grigio.




PDM - JR 04

Base dentinale con colorazione molto intensa, marrone oliva, valore intermedio, con marcato accenno di grigio.



PDM - JR 05

Base dentinale con colorazione molto intensa, marrone arancio bruno, valore intermedio, con basso contenuto di grigio.




DYNAMIC LIGHT SYSTEM

Natural MASTER SET DLS

Il Dynamic Light System consente di creare effetti straordinari nelle aree incisali. Attraverso delle colorazioni uniche ed esclusive è possibile gestire e modificare la luminosità delle aree incisali caso per caso, garantendo colorazioni individuali perfettamente bilanciate e personalizzabili.


DLS - JUICY LEMON

Giallo limone intenso, luminoso e carico, alto valore, ottimo per effetti nelle aree incisali e nelle zone approssimali.




DLS - MYSTERIOUS GRAY

Grigio scuro, valore molto basso, con riflessi arancioni e marroni consigliato per realizzare effetti molto profondi.




DLS - RADIANT GRAY

Grigio intermedio, basso valore, con riflessi bluastri e violacei, ideale per caratterizzare le aree incisali e aumentare l'effetto smalto.




DLS - SKY BLUE

Grigio azzurro intenso, intermedio valore, consigliato per la zona incisale in elementi giovanili




DLS - SUNNY ORANGE

Arancione carico, valore intermedio, consigliato per effetti incisali su elementi non più giovani ma neppure anziani.



DLS - TROOPER BROWN

Marrone grigio verde complesso, basso valore, aspetto sabbioso tipico di colletti e finte radici, ottimo per le tonalità più scure del gruppo C.




VALUE ENHANCE DENTIN

Natural MASTER SET VED

La realizzazione di un restauro con un "valore" corretto conferisce naturalezza ed armonia all'elemento. Le masse esaltatrici di valore VED sono create per alzare il valore di una massa dentinale o di una massa incisale, esaltandone la luminosità.


VED - 01

Massa traslucida, a bassissima cromaticità (biancastra) e altissimo valore, ideale per caratterizzazioni su tutti gli elementi chiari e giovanili.



VED - 02

Massa traslucida, a bassa cromaticità (leggermente gialla) e altissimo valore, ideale per caratterizzazioni su tutti gli elementi chiari e giovanili.



- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: